

BESTELLUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 0800 888 4568

Kundenservice: 0800 888 4560

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Netti®

HMV: 18.50.02.7042



Grundausrüstung

- Sitztiefe voreingestellt 500 mm (verstellbar 425/450/475)
- Kopfstütze A mit Seitenführung
- Fester Schiebebügel
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen, nach vorne abklappbar
- Sitzkissen Netti Uno mit abwaschbarem Bezug Easy Care
- Manuelle winkelregulierbare Beinstützen
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Armlehnenpolster 385 x 58 mm, PU
- Antriebsräder 24 x 1" PU inkl. Steckachse
- Lenkräder 7" - 175 x 33 pannensicher inkl. Steckachse



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Dezember 2022, abrufbar unter www.meyra.de/AGB), die wir Ihnen auf erste Anforderung auch gerne unentgeltlich jederzeit zur Verfügung stellen.



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	400 / 450 / 500
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	2 x -20
Sitztiefe in mm	425 / 450 / 475 / 500
Rückenhöhe in mm	500
Sitzhöhe in mm	440 - 500
Leergewicht ab	28 kg
Zul. Nutzergewicht	135 kg
Max. Nutzergewicht für Autotransport	125 kg
Sitzwinkel	-5° - +20°
Rückenwinkel	92° - 137°
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardrädern in mm	+180
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	320 - 680
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	260 - 355
Gesamthöhe in mm	1030
Länge mit Beinstützen in mm	1130
Rahmenfarbe	Blau

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Druckbremse

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
28094	SB 400 mm Druckbremse		2.366,00
28095	SB 450 mm Druckbremse		2.366,00
28096	SB 500 mm Druckbremse		2.366,00

02 Trommelbremse

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
28631	SB 400 mm Trommelbremse		2.658,00
28632	SB 450 mm Trommelbremse		2.658,00
28633	SB 500 mm Trommelbremse		2.658,00

03 Zubehör (wird beigelegt, keine Montage möglich)

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
9928121	UNIVERSALTISCH NETTI I/II/III 35-43 CM		206,00
9928122	UNIVERSALTISCH NETTI I/II/III 45-50 CM		206,00
9986146	SEITENPELOTTE BASIC 1 STÜCK NETTI 4U CE		205,00
9926630	KOMFORTSEITENPOLSTER LINKS 20MM NETTI 4U CE/FA OHNE BEZUG		89,00
9926624	KOMFORTSEITENPOLSTER RECHTS 20MM NETTI 4U CE/FA OHNE BEZUG		89,00

Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift