

BESTELLUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 0800 888 4568

Kundenservice: 0800 888 4560

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:



Grundausstattung

- Sitztiefe voreingestellt 500 mm (verstellbar 425/450/475)
- Kopfstütze A mit Seitenführung
- Schiebegriffe 300 mm
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen, nach vorne abklappbar
- Rückenkissen Netti Uno mit abwaschbarem Bezug Easy Care
- Sitzkissen Netti Uno mit abwaschbarem Bezug Easy Care
- Manuelle winkelregulierbare Beinstützen
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Armlehnenpolster 385 x 58 mm, PU
- Antriebsräder 24 x 1" PU inkl. Steckachse
- Lenkräder 7" - 175 x 33 pannensicher inkl. Steckachse



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Dezember 2022, abrufbar unter www.meyra.de/AGB), die wir Ihnen auf erste Anforderung auch gerne unentgeltlich jederzeit zur Verfügung stellen.



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	350 / 400 / 450 / 500
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	2 x -20 / 2 x +10/20
Sitztiefe in mm	425/450/475/500
Rückenhöhe in mm	500 - 600
Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm	465/500 (24")
Max. Nutzergewicht	135 kg
Max. Nutzergewicht für Autotransport	135 kg
Sitzwinkel	-5° - +20°
Rückenwinkel	90° - 135°
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardrädern in mm	+180 (St. 24") +195 (Tr.br. 24")
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	320 - 680
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	270 - 360
Gesamthöhe in mm	1050
Länge mit Beinstützen in mm	1020
Rahmenfarbe	silber

Bitte geben Sie Ihre Mengen in den Kästchen an

01 Druckbremse

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
80904	SB 350 mm Druckbremse		2.730,00
80905	SB 400 mm Druckbremse		2.730,00
80906	SB 450 mm Druckbremse		2.730,00
80907	SB 500 mm Druckbremse		2.730,00

02 Trommelbremse

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
81135	SB 350 mm Trommelbremse		3.022,00
81136	SB 400 mm Trommelbremse		3.022,00
81137	SB 450 mm Trommelbremse		3.022,00
81138	SB 500 mm Trommelbremse		3.022,00

03 Optionen (wird separat geliefert)

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
9928121	UNIVERSALTISCH NETTI I/II/III 35-43 CM		206,00
9928122	UNIVERSALTISCH NETTI I/II/III 45-50 CM		206,00
9986145	SEITENPELOTTE BASIC 1 STÜCK NETTI 4U CE PLUS		205,00
9980913	SITZBREITENERWEITERUNG MONT. 1 PAAR		81,00
9980917	KOMFORTSEITENPOLSTER RECHTS 20 MM NETTI 4U CE PLUS		89,00
9980918	KOMFORTSEITENPOLSTER LINKS 20 MM NETTI 4U CE PLUS		89,00

Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift