

MIT DEM iTRAVEL CARBON AUF REISEN

**SOFORT
LIEFERBAR!**



**MEYRA iTRAVEL CARBON -
DER EXTREM LEICHTE, FALTBARE
ELEKTRO-REISEROLLSTUHL**

iTRAVEL CARBON



- extrem leicht, gerade mal 16 kg
- geringes Packmaß für leichte Verladung
- durchgehendes Fußbrett zum Fahrzeug klappbar für einfache Handhabung ohne Arretierfunktion für Einhandbedienung
- Seitenteil mit hochklappbaren Armlehnen für Einhandbedienung und einfachen Transfer
- Armlehnen-Stütze klappt mit nach hinten

TECHNISCHE DATEN – iTRAVEL CARBON 1.074

Breite / Höhe / Länge in mm	570 / 920 / 923
Höhe gefaltet in mm	370
Sitzhöhe / -breite / -tiefe in mm	500 / 440 / 400
Rückenhöhe in mm	460
Armlehnenhöhe in mm	250
Raddurchmesser Lenkrad in mm	178
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	216
Bodenfreiheit in mm	70
Hindernisüberwindung, max. in mm	40
Wendekreis (Radius) in mm	970

Motor-Dauerleistung/ -Spitzenleistung in W	250 / 1000
Batterien in Ah	12
Ladegerät in A	2
Elektronik in A	35
Reichweite, max. (unter Testbedingungen) in km	10
Zul. Steigungen / Gefälle in Grad (Prozent)	3° (6 %)
Leergewicht in kg	17,8 ¹⁾ / 16 ²⁾
Zulässiges Nutzergewicht in kg	120
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	140
Geschwindigkeit, max. in km/h	6

Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen

¹⁾ mit Lithium Batterie | ²⁾ ohne Batterien

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de finden.