

iCHAIR SKY

1.620

HMV: 18.99.03.2033



Zugelassenes Benutzergewicht

140 kg (inkl. Zuladung)





Mittelradantrieb für größte Wendigkeit und präzises Manövrieren



Memory Funktion zur einfachen Speicherung von Bewegungsabläufen und Wunschpositionen



40° Kantelung für effektive Druckentlastung



Advanced Liegefunktion mit Biomechanik für Armlehnen und Kopfstütze

Der Multifunktionelle

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Optimales Preis- Leistungsverhältnis für eine effektive Langzeitversorgung
- Lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit durch Verwendung von hochwertigsten Materialien
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten an die sich verändernden Bedürfnisse des Benutzers
- Langfristige Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandels- und Versorgungsstruktur
- Serviceorientiert durch offene Rahmenkonstruktion

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die serienmäßig angebotene multifunktionelle Sitzeinheit unterstützt durch individuelle Anpassmöglichkeiten und umfangreiche Sonderausstattungen. Aufstehfunktion aus jeder Position möglich
- Die Memory-Funktion ermöglicht die Speicherung von therapeutisch begründeten Bewegungsabläufen, wie auch Grund-, End- und Wunschpositionen
- Das neue Fahrwerkskonzept mit Mittelradantrieb bietet höchste Drehfreudigkeit auf engstem Raum
- Das gefederte Fahrwerk sichert Stabilität, vermeidet Vibration und sorgt für kontinuierlichen Bodenkontakt

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Durch Mittelradantrieb sehr wendig im Innenbereich
- Zur selbständigen Mobilität, für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch
- Insbesondere für Benutzer mit stärkeren Funktionsstörungen, wie z. B. hohen erworbenen oder angeborenen Querschnittslähmungen, Schädel-Hirn-Trauma, Muskelerkrankungen im fortgeschrittenen Stadium (z. B. Muskeldystrophie), MS-Kranke im fortgeschrittenen Stadium, Cerebraler Paresen, Spina Bifida

● BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com

Kundenservice: +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA®

HMV: 18.99.03.2033

**Preis Grundmodell****24.590,00 €****Zugelassenes Benutzergewicht**

140 kg (inkl. Zuladung)

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsdag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

☐ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift



Technische Daten

¹⁾ siehe Kategorie Sitzbreite²⁾ bis Sitzplatte ohne Sitzpolster: Höhe des Sitzpolsters 60 mm³⁾ gemessen bei 0° Sitzwinkel⁴⁾ Ab 100 kg Nutzergewicht Anpassung des Stehwinkels notwendig⁵⁾ Max. Personengewicht inkl. Zuladung 136 kg bei Personentransport im PKW

Sitzbreiten in mm	430 - 480 ¹⁾
Sitztiefe in mm	400 - 525
Sitzhöhe in mm	450 / 485 / 520 ^{2) 3)}
Rückenhöhe in mm	540
Unterschenkellänge in mm	250 - 455 ²⁾
Armlehnenhöhe in mm	200 - 350 ²⁾
Länge mit Fußstütze in mm	1095
Transportlänge in mm	905
Breite fahrbereit in mm ab	640
Höhe ohne Kopfstütze in mm	1080 - 1150
Hindernishöhe max. in mm	60 - 80
Wenderadius in mm	640
Bodenfreiheit in mm	70
Transportgewicht	173 kg
Personengewicht	140 kg ⁵⁾
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	340 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h / 10 km/h
Motorleistung	350W
Reichweite mit Batterie 60 Ah	35 km
Reichweite mit Batterie 80 Ah (20h)	40 km
Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° (15%)
Raddurchmesser Lenkrad in mm	8"
Raddurchmesser Antriebsrad in mm	14"
Sitzkantelung elektrisch	40°
Stehwinkel max.	90° ⁴⁾
Rückenlehnenwinkel elektrisch	90° - 150° (Code 25) ⁴⁾
Lift in mm	200
Antrieb	Mittelrad
Hinterrad	6"

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**00 Fahrwerk/Motorisierung/Rahmenoptionen**

CODE	GESCHWINDIGKEIT	REICHWEITE	MOTORLEISTUNG	MAX. GEW.	HMV-Nr.	EUR €
☐ 115	6 km/h	max. 40 km	2 x 350 W	140 kg		0,00
☐ 117	10 km/h	max. 35 km	2 x 350 W	140 kg		1.036,00
⚠ in Deutschland nur i.V. mit CODE 4772 TÜV-Gutachten (Rubrik Zubehör)						

TÜV / Heckmarkierung für Deutschland

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 4772	TÜV-Gutachten	0,00
☐ 2676	Heckmarkierungsfolie	126,00
☐ 676	Heckmarkierungstafel	126,00

Fahrstabilisierungsmodul

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 918	ESP-Fahrstabilisierungsmodul	1.490,00

Rahmen/Hinterradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 147/690	6" Vollgummireifen, schwarz		0,00
☐ 246/690	6" Zwillingsreifen (Paar), pannensicher, schwarz		210,00

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	EUR €
☐ 43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 400 bis 480 mm über Armlehnen und Beckenpelotten (Sitzflächenbreite 430 mm)	430 mm	0,00
☐ 48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 450 bis 530 mm über Armlehnen und Beckenpelotten (Sitzflächenbreite 480 mm)	480 mm	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
☒ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Lenkrad

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 157	8" Alu-Felgen pannensichere Bereifung		0,00
☐ 2145	Lenkradgabel gedämpft für 8" (empfohlen bis 100 kg Nutzergewicht)		944,00
☐ 2146	Lenkradgabel gedämpft für 8" (empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht)		944,00

03 Antriebsräder

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 460/846	14" Alu-Felgen Racing Profil pannengeschützte Luftbereifung - schwarz (abriebresistent)		0,00
☐ 460/482	14" Alu-Felgen Stollenprofil pannengeschützte Luftbereifung - schwarz (abriebresistent)		0,00
☐ 460/904	14" Alu-Felgen Racing Profil pannensichere Bereifung - schwarz (abriebresistent)	18.99.99.0402	228,00
☐ 460/905	14" Alu-Felgen Stollenprofil pannensichere Bereifung - schwarz (abriebresistent)		228,00

Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 824	Spritzschutz für Antriebsräder	18.99.99.0999	0,00

04 Sitzhöhe/-tiefe

		Sitztiefe					
		(C-615)	(C-788)	(C-789)	(C-787)	(C-792)	(C-793)
CODE	Sitzhöhe	400 mm	425 mm	450 mm	475 mm	500 mm	525 mm
41	450 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐
42	485 mm	☐	☒	☐	☐	☐	☐
49	520 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**05 Sitz-/Rücken/Bezug**

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 948	Sitz- und Rückenpolster	0,00
☐ 727	ohne Sitz- und Rückenpolster	0,00
 zur Vorbereitung für externe Sitzsysteme		

Sitz-/Rücken Bezug

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 237	Textil-Bezug schwarz	0,00
☐ 254	Softline-Kunstleder Inkontinenz Bezug anthrazit	434,00

06 Sitz- und Stehfunktionen

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	STEHWINKEL	LIFT	EUR €
☐ 4937	Multifunktionsmodul inkl. Memory-Funktion mit Steh- und Liegefunktion, Sitzkantelung und Sitzlift	0° bis 40°	bis 90°	200 mm	0,00
 ab 100 kg Nutzergewicht Anpassung des Stehwinkels notwendig Es wird empfohlen die Easy-Memory-Box (Artikel-Nr.: 1084696) für eine optimale Anpassung zu verwenden					
☐ 4934	Fahren im Stehen 3 km/h				0,00
☐ 4948	Advanced Liegefunktion mit biomechanischer Armlehnenabsenkung um 45°				0,00
 nur i.V. mit Kopfstütze CODE 913 o. CODE 956					

Sitzoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 4274	Montageschienen am Sitz		0,00
☐ 4933	Oberschenkelpelotten, stufenlos breiten-/längeneinstellbar		620,00
 nur i.V. mit Montageschienen CODE 4274			

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**07 Rückenoptionen (Verstellungen)**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 25	elektrische Rückenverstellung 90°-150°  Es wird empfohlen eine Kopfstütze zu verwenden		0,00
☐ 659	Brustgurt zur Oberkörperstabilisierung		0,00
☐ 589	Vierpunktgurt  nur i.V. mit CODE 814 durchgehender Schiebebügel	18.99.99.0906	378,00
☐ 814	Durchgehender Schiebebügel		202,00
☐ 913	Kopfstütze Standard  geeignet für Transport in BTW	18.99.99.0999	610,00
☐ 956	Kopfstütze mit Seitenanlage		652,00
☐ 4946	Lumbalstütze, Schaumstoff		55,00
☐ 4947	Lumbalstütze, aufpumpbar		388,00

08 Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar 5 =hochschwenkbar 6 = biomechanik

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
☐ 324	Armlehne hochschwenkbar, winkelverstellbar, biomechanisch	2,3,4,5,6		0,00

Armlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 4422	Armlehnenfixierung in Grundposition		69,00

Armlehnenpolster LINKS

CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
☐ 975	Armauflage gepolstert (standard)	links	0,00
☐ 4990	Armauflage gepolstert (standard) mit Drehgelenk	links	392,00
☐ 4982	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale	links	440,00
☐ 4993	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale mit Drehgelenk	links	468,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**Armlehnenpolster RECHTS**

CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
☐ 974	Armauflage gepolstert (standard)	rechts	0,00
☐ 4984	Armauflage gepolstert (standard) mit Drehgelenk	rechts	392,00
☐ 4981	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale	rechts	440,00
☐ 4991	Armauflage Hemiplegie-Unterarmschale mit Drehgelenk	rechts	468,00

Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale LINKS

CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
☐ 4988	Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale	links	67,00
☐ 4987	Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale	links	67,00

 Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert links CODE 975
Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk links CODE 4990

Handauflagen für Hemiplegie-Unterarmschale RECHTS

CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
☐ 4985	Handauflage flach für Hemiplegie-Unterarmschale	rechts	67,00
☐ 4986	Handauflage mit ergon. Griff für Hemiplegie-Unterarmschale	rechts	67,00

 Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert rechts CODE 974
Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk rechts CODE 4984

Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale

CODE	BEZEICHNUNG	POSITION	EUR €
☐ 4989	Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale LINKS  Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert links CODE 975 Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk links CODE 4990	links	89,00
☐ 4983	Verlängerung für Hemiplegie-Unterarmschale RECHTS  Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert rechts CODE 974 Nicht i.V. mit Armauflage gepolstert mit Drehgelenk rechts CODE 4984	rechts	89,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**09 Beinstützen**

CODE	BEZEICHNUNG	BS-WINKEL	EUR €
☐ 4935	Zentrale Beinstütze, elektrisch winkelverstellbar, inkl. Fußplatte, ergonomischer Längenausgleich  bei VSH 450mm USL max. 365mm bei VSH 485mm USL max. 400mm bei VSH 520mm USL max. 435mm	bis 170°	0,00
☐ 5106	Zentrale elektrische Beinstütze mit Einzelfußplatten  bei VSH 450mm USL max. 369mm bei VSH 485mm USL max. 404mm bei VSH 520mm USL max. 439mm	bis 170°	316,00
☐ 2118	Ausstiegshilfe zum einfachen Transfer aus und in den Rollstuhl, inkl. bis auf den Boden absenkbare Fußplatte  bei VSH 450mm USL 340-385mm bei VSH 485mm USL 375-420mm bei VSH 520mm USL 410-455mm nicht i.V. mit Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul CODE 4660/4661 Der Aussteigwinkel ist mithilfe der Easy-Memory-Box individualisierbar	bis 170°	2.980,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**Bein- und Fußstützenoptionen**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 316	Kniepolster, zentral geführt mit seitlicher Ausformung (abnehmbar)		0,00
☐ 4697	Kniepolster, zentral geführt, zusätzlich höhen- & tiefenverstellbar, mit seitlicher Ausformung (abnehmbar)		472,00
☐ 945	Wadenpolster		0,00
☐ 822	Schuhanschnallriemen (Paar)	18.99.99.0305	69,00

10 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 513	Wartungsfreie Batterien 60Ah (20h)		0,00
☐ 5158	Wartungsfreie Batterien ca.66 Ah (5h), 80 Ah (20h)	18.99.99.0999	358,00
☐ 732	Ladegerät 8 A für 60 Ah		0,00
☐ 733	Ladegerät 12 A für 80 Ah	18.99.99.0999	348,00

11 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**12 Bedien-/Verstellmodule**

Ansteuerung Verstellmotoren

Code	Bedienmodul	ohne	2-fach / 682	6-fach / 678	8-fach / 780
702/398	R-NET LCD IR/BT				☐
702/839	R-NET OMNI II				☐
					2.976,00

! Code 839 OMNI II Blinkfunktion und Hupfunktion nur über Menü anwählbar
Code 839 OMNI II nur i.V. mit CODE 998 Sonderprogrammierung

Bedienmodul Montage

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 74	Montage Rechts		0,00
☐ 60	Montage Links		0,00

13 Bedienmodulhalter

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
☐ 4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	210,00
☐ 4874	Schutzbügel für Bedienmodul R-NET ! nicht i.V. mit OMNI II Code 839		75,00
☐ 4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr	18.99.99.0701	754,00

14 Sonderbedienmodule

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwenkbar ! nur i.V. mit CODE 4948 Advanced Biomechanik	18.99.99.0702	810,00
☐ 4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwenkbar ! nur i.V. mit CODE 4948 Advanced Biomechanik	18.99.99.0702	810,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Augensteuerung GazeDriver

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 1096412	GazeDriver Set R-Net	34.998,00
☐ 1096413	Montagesystem für Therapietisch	2.098,00
☐ 1096410	Sitz- Montagesystem	0,00
 Pflichtauswahl, wenn GazeDriver ausgewählt ist		

Externer Taster

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 596	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 63 mm, gelb		259,00
☐ 778	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, grün		259,00
☐ 779	Externer Ein/Aus-Taster, Durchmesser 30 mm, gelb		259,00

Hinterkopfsteuerung

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 2238	Hinterkopfsteuerung (schmal)		5.954,00
☐ 2239	Hinterkopfsteuerung (breit)		6.378,00

 i.V. mit der 10 km/h Variante ist das ESP Fahrstabilisierungsmodul CODE 918 zwingend erforderlich
i.V. mit der 6 km/h Variante muss die Verwendung ESP Fahrstabilisierungsmodul individuell geprüft werden
aufgrund der besseren Fahreigenschaften vom iCHAIR SKY wird jedoch empfohlen dieses zu verwenden

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Joystickaufsätze

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 553	Tetra-Gabel vertikal	18.99.99.0999	228,00
☐ 556	Tetra-Gabel horizontal	18.99.99.0999	228,00
☐ 734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	18.99.99.0999	234,00
☐ 4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	70,00
☐ 4590	Kugelgriff		70,00
☐ 4591	T-Griff	18.99.99.0999	146,00
☐ 4593	Stielgriff	18.99.99.0999	82,00
☐ 4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	70,00
☐ 4595	Softball	18.99.99.0999	188,00
☐ 4596	Golfball klein Ø 43 mm		76,00

15 Software

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00
☐ 998	Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard)	0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an☒ SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage☐ Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**16 Rahmenfarben/Akzentfarben**

CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
☐ 207	Mattschwarz		0,00
☐ 212	Mattschwarz	Polarweiß	0,00
☐ 186	Mattschwarz	Magic Blue	0,00
☐ 227	Mattschwarz	Redmetallic	0,00
☐ 180	Mattschwarz	Lemonreflex	0,00
☐ 214	Mattschwarz	Sonnengelb	0,00

17 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
☐ 906	Rückspiegel Rechts	18.99.99.0999	110,00
☐ 927	Rückspiegel Links	18.99.99.0999	110,00
☐ 4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar  nur i.V. mit CODE 4948 Advanced Biomechanik	18.99.99.0801	738,00
☐ 590	Abduktionskeil	18.99.99.0999	316,00
☐ 781	USB Ladebuchse		228,00
☐ 782	Aufnahme für Handy-Halterung  nicht i.V. mit R-NET OMNI II CODE 839 Handy-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten		134,00
☐ 4795	Wegfahrsperre, Schlüssel		62,00
☐ 833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	59,00

18 Service

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EUR €
☐ 55704	Klientenspezifische Parametrisierungspauschale  beinhaltet ausschließlich die einfache Anpassung von Paramtersätzen, wie Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc.	646,00
☐ 55709	Medizinisch notwendige Parametrisierung auf klientenspezifische Einstellwerte des Steh- und Liegемодуls  beinhaltet einfache Programmanpassungen sowie die Integration von Sondersteuerungen	1.288,00