

HURRICANE PRO

1.880 SONDERBAU




Zugelassenes Benutzergewicht
100 kg




MEYRA®



Verstellbares Oversize Achsrohr für ideale Schwerpunkteeinstellung



Fußplatte individuell verstellbar



Doppelte Stützrollen serienmäßig



Aluminium Seitenteile verschraubt

Das Präzisionsinstrument

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Eine wirtschaftliche Anschaffung für Einrichtungen, die Kinder- und Jugendliche zum Rollstuhlsport führen und für Vereine, die Nachwuchsspieler fördern möchten
- Mehrfachnutzung
- Vollausstattung, inkl. doppelter Stützrollen
- Optimales Preis-/Leistungs- und Qualitätsverhältnis

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Individuelle Anpassungen können ohne großen Aufwand durchgeführt werden, da die relevanten Eckdaten bereits im Rahmenkonzept festgelegt sind
- Die Sitzposition und ein optimaler Schwerpunkt bringen die Stabilität bei gleichzeitiger Mobilität durch Ergonomie und geringen Kraftaufwand für die Fortbewegung
- Hervorragendes Fahrverhalten, optimale Leichtläufigkeit, präziser Geradeauslauf und große Wendigkeit fördern die sportliche Bewegung sowohl im Reha- als auch im Freizeitbereich
- Einstellbarkeit des Schwerpunktes und der Sitzbreite

EINSATZBEREICH

- Für Sportvereine, Schulen und andere Einrichtungen, die sich dem Rollstuhlsport widmen
- Für Benutzer, die als Breiten- oder Freizeitsport Rollstuhlbasketball spielen
- Für Einsteiger im Rollstuhlbasketball

BESTELLUNG / SONDERBAU KOSTENVORANSCHLAG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA®



Zugelassenes Benutzergewicht
100 kg

Bestellmenge:

**HURRICANE PRO
1.880 SONDERBAU**

Vollausgestatteter Aluminium Sportrollstuhl für den wirtschaftlichen Einstieg,
(ideal für Mehrfachnutzung in Schulen und Vereinen)

4.528,00 €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2024 – 31.12.2024.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Zusätzlich zu den regulären AGB gelten die gesonderten Lieferbedingungen des HURRICANE Modell 1.880.



Grundausstattung

MODELL	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 1880	HURRICANE PRO Basketballrollstuhl Antriebsräder mit Jumbo Felge, Speed Air Bereifung, Edelstahl Greifring, Doppelte Stützrollen, Aluminium Seitenteile verschraubt, Fußplatte einstellbar, runder Abweiserbügel, einstellbares Oversize Achsrohr, Anpass-Rückengurt, Sitzkissen, Strappinggurt.	4.528,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

01 Rahmenversion

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 353	24"	0,00
<input type="checkbox"/> 354	26"	0,00

Ausstattung der Rahmenversion

BEZEICHNUNG	CODE 353 (24") BEINHALTET	CODE 354 (26") BEINHALTET
Rahmenlänge	650 mm	700 mm
Rückenhöhe bei Bestellung angeben, sonst Maximalmaß	290 – 330 mm	260 – 300 mm
Vordere Sitzhöhe	480 mm	530 mm
Hintere Sitzhöhe	380 mm	480 mm
Achsposition, stufenlos einstellbar	Einstellbereich von 60 bis 170 mm (bei Bestellung angeben, sonst Maximalmaß)	Einstellbereich von 60 bis 170 mm (bei Bestellung angeben, sonst Maximalmaß)
Unterschenkellänge, ohne Kissen gemessen	310 mm – 430 mm	360 mm – 480 mm
Rückenlehnenwinkel, fix	90° z. Fahrbahn	90° z. Fahrbahn
Seitenteil Aluminium	Höhe: 237 mm Länge: 405 mm	Höhe: 164 mm Länge: 405 mm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 440 mm	Sitzbreite + 460 mm
Antriebsradgröße	24" Steckachse 12,7 mm Aluminiumnabe, Jumbofelge	26" Steckachse 12,7 mm Aluminiumnabe, Jumbofelge
Greifring	V2A, 6 Halter	V2A, 6 Halter
Bereifung, Schwalbe	Speed Air	Speed Air
Radsturz, fix	16°	16°
Fußbrett	höhen- und winkeleinstellbar	höhen- und winkeleinstellbar
Scatterrolle	80 mm	80 mm
Rückengurt	anpassbar	anpassbar
Sitzgurt	ja	ja
Strappinggurt HURRICANE das Original	ja	ja
Stützrolle doppelte Ausführung, verschweißt	60 mm Scater	60 mm Scater
Abweiser rund, verschweißt	ja	ja

02 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 32	320 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 36	360 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 40	400 mm	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

03 Sitztiefe

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	392	320 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	366	360 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	615	400 mm	0,00

04 Sitzkissen

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	740	Sitzkissen 50 mm weich	148,00
<input type="checkbox"/>	720	Sitzkissen 50 mm hart	148,00
<input type="checkbox"/>	726	Zusatzkissen 50 mm extrahart (Natiohärte)	148,00
<input type="checkbox"/>	740	Zusatzkissen 50 mm weich	148,00
<input type="checkbox"/>	720	Zusatzkissen 50 mm hart	148,00
<input type="checkbox"/>	996	Keilkissen 50 mm auf 20 mm (zur Neigungsänderung)	148,00

05 Strappinggurt

	CODE	BEZEICHNUNG	GR. XS (Umfang 800 – 900 mm)	GR. S (Umfang 900 – 1.000 mm)	GR. M (Umfang 1.000 – 1.100 mm)	GR. L (Umfang 1.100 – 1.200 mm)	GR. XL (Umfang 1.200 – 1.300 mm)	EURO €
<input type="checkbox"/>	362	Strappinggurt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39,00
<input type="checkbox"/>	362	Zusatz- Strappinggurt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39,00
<input type="checkbox"/>	361	Strappinggurt Body Fix (Ratschensystem)						322,00

06 Optionale Ausstattung (weitestgehend zur Selbstmontage)

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	490	Hand- und Speichenschutz	194,00
<input type="checkbox"/>	597	Beinschutzpolster	152,00
<input type="checkbox"/>	316	Beifixierung (Zur Montage am Vorderrahmen)	232,00
<input type="checkbox"/>	445	Greifring Titan, 6 Halter	396,00
<input type="checkbox"/>	4953	Spinyrad (1 Paar, Mehrpreis bei Neufahrzeug)	706,00

Datum:

Unterschrift:

Stand: 29.10.2024